


INFODOK

KURARAY Katana™ YML Multi-Layerd

| | | |
|---------------------|---|--|
| NAME DES MATERIALS | Katana™ Zirconia YML Yttria Multi-Layerd | |
| HERSTELLER | Kuraray Europe GmbH | |
| MATERIALKATEGORIE | Zirkonoxid | |
| FARBEN | Das ästhetische Gesamtergebnis einer vollkeramischen Restauration wird beeinflusst von der: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Farbe des Zahnstumpfes ▪ Farbe des Restaurationmaterials ▪ Farbe des Befestigungsmaterials | |
| VERFÜGBARE FARBEN | - A1 / A2 / A3 / A3,5 / A4 / B1 / B2 / B3 / C1 / C2 / C3 / D2 / D3 / NW | |
| ZUSAMMENSETZUNG | - Zirkoniumoxid, Hafniumoxi, Yttriumoxid, Aluminiumoxid | |
| INDIKATIONEN | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Vollanatomische Kronen ▪ Vollanatomisch, verblockte Kronen ▪ Vollanatomische, 3-gliedrige Brücken ▪ Vollanatomische, 4 bis mehrgliedrige Brücken | |
| KONTRAINDIKATIONEN | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Brücken mit mehr als zwei zusammenhängenden Zwischengliedern ▪ Sehr tiefe subgingivale Präparation ▪ Patient mit stark reduziertem Restgebiss ▪ Provisorische Eingliederung ▪ Unterschreitung der notwendigen Verbinder- und Gerüstmindeststärken | |
| MATERIALVORTEILE | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Hohe Biokompatibilität ▪ Kein Chipping, wenn monolithischer gefertigt ▪ Hohe Festigkeit erlaubt minimalinvasive ▪ Hohe Lichttransmission ▪ Einsetzbar auch in Fällen von Bruxismus, wenn andere Materialien versagen | |
| PRÄPARATION | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Leichte Hohlkehle ▪ Auslaufende Präparationen und Federränder sind kontraindiziert | |
| MINDESTSTÄRKEN |  <ul style="list-style-type: none"> ▪ ¹ Die Mindestwandstärken gelten nur für das Zirkonoxid. Im Falle einer Verblendung mit Glaskeramik ist die dafür erforderliche Schichtstärke zusätzlich sicherzustellen. ▪ ² Die Mindestwandstärken gelten für monolithische Zirkonoxid-Restaurationen und -Gerüste (zur Verblendung mit Glaskeramik). Bei Gerüsten dürfen die Mindestwandstärken nur in der unteren Hälfte des Blanks auf 0,4 mm (Front) bzw. 0,5 mm (Seitenzahnbereich) reduziert werden. ▪ ³ Wird ein Veneer aus Zirkonoxid zusätzlich mit Glaskeramik verblendet, beträgt die Mindestwandstärke für die obere Hälfte des Rohlings 0,8 mm. | |
| WAK-WERT | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 10.2 ▪ Biegefestigkeit: 750 - 1.100 MPa | |
| BEFESTIGUNG IM MUND | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Konventionelle Zementierung ▪ Adhäsive Zementierung | |